

CENPF Rabbit pAb

货号: B14578

产品信息

反应	Human,Mouse,
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	358kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse brain
细胞定位	axoneme,centrosome,ciliary basal body,ciliary transition fiber,cytoplasm,cytosol,nuclear envelope,nuclear matrix,nucleoplasm,nucleus,perinuclear region of cytoplasm,pronucleus,spindle,spindle pole
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1730-1890 of human CENPF (NP_057427.3).
序列	NYEPPGEDKTQGSSECISELSFSGPNALVPMDFLGNQEDIHNLQLRVKETSNNENLRLRHVIEDRDRKVESLLNEMKELDSKLHLQEVQLMTKIEACIELEKIVGELKKENSDLSEKLEYFSCDHQELLQRVETSEGLNSDLEMHADKSSREDIGDNVAKVN

靶点信息

研究背景	
基因ID	1063
基因名	CENPF

Swiss	P49454
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn