

YEATS2 Rabbit pAb

货号: B14616

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	151kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	mitotic spindle,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-331 of human YEAT S2 (NP_060493.3).
序列	AETPSANHSESDSLSQLHNDLSDKDNNNSNMDIEERLSNNMEQRPSRNTGRDTSRITGSHKTEQRNADLTDETSRLFVKK TIVVGNVSKYIPDPKREENDQSTHKWMVYVRGSRREPSINHFKVWFFLHPSYKPNDLVEVREPPFHLTRRGWGEFPVR VQVHFKDSQNKRIDIIHNLKLDRTYTGLQTLGAETVVDVELHR

靶点信息

研究背景	YEATS2 is a scaffolding subunit of the ADA2A (TADA2A; MIM 602276)-containing (ATAC) histone acetyltransferase complex (Wang et al., 2008 [PubMed 18838386]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
基因ID	55689

基因名	YEATS2
Swiss	Q9ULM3
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn