

# MtLBs Rabbit pAb

货号: B14745

## 产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Medicago truncatula                                                                                  |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  | <b>WB:</b> M. truncatula                                                                             |
| 应用    | <a href="#">WB</a>                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:1000 - 1:2000                                                                           |
| 理论分子量 | 15kDa                                                                                                |
| 实测分子量 | 15kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | roots                                                                                                |
| 细胞定位  |                                                                                                      |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

## 抗原信息


|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
| 序列   |  |

## 靶点信息

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景  | Provides oxygen to the bacteroids. This role is essential for symbiotic nitrogen fixation. |
| 基因ID  | 11433347                                                                                   |
| 基因名   |                                                                                            |
| Swiss | P27992,P27993                                                                              |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 别名 | Leghemoglobin 1;Leghemoglobin 2;LB1;LB2;Lb120-1 |
|----|-------------------------------------------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)