

OsFD1 Rabbit pAb

货号: B14817

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Oryza sativa
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	21kDa
实测分子量	21kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves,stems
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsFD1.
序列	

靶点信息

研究背景	Hd3a interacts with 14-3-3 proteins in the apical cells of shoots, yielding a complex that translocates to the nucleus and binds to the Oryza sativa (Os)FD1 transcription factor, a rice homologue of Arabidopsis thaliana FD. The resultant ternary 'florigen activation complex' (FAC) induces transcription of OsMADS15, a homologue of A. thaliana APETALA1 (AP1), which leads to flowering.
基因ID	9271661
基因名	

Swiss	A0A0P0XR34
别名	OsZIP77, bZIP77

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn