

GF14b Rabbit pAb

货号: B14819

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Oryza sativa
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	30kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Leaves,Stems,Spikes,Milk Grain
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa GF14b.
序列	

靶点信息

研究背景	Is associated with a DNA binding complex that binds to the G box, a well-characterized cis-acting DNA regulatory element found in plant genes.
基因ID	4336066
基因名	
Swiss	Q0JCM0

别名	OsGF14b; 14-3-3
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn