

GSN1 Rabbit pAb

货号: **B14820**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Oryza sativa
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	60kDa
实测分子量	70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	spikes
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa GSN1.
序列	

靶点信息

研究背景	GSN1 encodes the mitogen-activated protein kinase phosphatase OsMKP1, a dual-specificity phosphatase of unknown function. Reduced expression of GSN1 resulted in larger and fewer grains, whereas increased expression resulted in more grains but reduced grain size. GSN1 directly interacts with and inactivates th e mitogen-activated protein kinase OsMPK6 via dephosphorylation.
基因ID	4337619
基因名	

Swiss	
别名	OsMKP1; GSN1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn