

# OsHAL3 Rabbit pAb

货号: B14829

## 产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> Oryza sativa
应用	<a href="#">WB</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	24kDa
实测分子量	26kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsHAL3.
序列	

## 靶点信息

研究背景	OsHAL3, a novel light-responsive protein, plays an essential role in photoperiodic control of flowering time in rice, which is probably mediated by forming a complex with Hd1
基因ID	4340408
基因名	
Swiss	C6L686

别名	OsHAL3
----	--------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)