

ID3 Rabbit pAb

货号: B14939

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	IHC: Human glioma tissue
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	12kDa
实测分子量	12kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-119 of human ID3 (NP_002158.3).
序列	MKALSPVRGCYEAVCCLSERSLAIARGRGKGPAAEPLSLDDMNHCSRLRELVPGVPRGTQLSQVEILQRVIDYILDQV VLAEPAPGPPDGPLPIQTAELTPELVISNDKRSFCH

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a helix-loop-helix (HLH) protein that can form heterodimers with other HLH proteins. However, the encoded protein lacks a basic DNA-binding domain and therefore inhibits the DNA binding of any HLH protein with which it interacts.
基因ID	3399

基因名	ID3
Swiss	Q02535
别名	ID3;HEIR-1;bHLHb25

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn