

SF3A1 Rabbit pAb

货号: B14948

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: 293T
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000
理论分子量	81kDa/88kDa
实测分子量	130kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Rat brain,Rat lung
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 715-785 of human SF3A1 (Q15459).
序列	QDKTEWKLNGQVLVFTLPLTDQVSVIKVKIHEATGMPAGKQKLQYEGIFIKDSNSLAYYNMANGAVIHLAL

靶点信息

研究背景	This gene encodes a subunit of the splicing factor 3a protein complex. The splicing factor 3a heterotrimer is a component of the mature U2 small nuclear ribonucleoprotein particle (snRNP). U2 small nuclear ribonucleoproteins play a critical role in spliceosome assembly and pre-mRNA splicing.
基因ID	10291
基因名	SF3A1

Swiss	Q15459
别名	SF3A1;PRP21;PRPF21;SAP114;SF3A120

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn