

PID1 Rabbit pAb

货号: B14970

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IP: 1:500 - 1:1000
理论分子量	19kDa/24kDa/28kDa
实测分子量	27kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Mouse brain,Mouse kidney,Mouse liver,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 124-248 of human PID1 (NP_060403.3).
序列	REDVFPANALLEIRPFQVWLHHLDDHKGEATVHMDTFQVARIAYCTADHNVSPNIFAWVYREINDDLQMDCHAVECESKLEAKKLAHAMMEAFRKTFFHSMKSDGRIHSNSSSEEVSQELESDDG

靶点信息

研究背景	Increases proliferation of preadipocytes without affecting adipocytic differentiation.
基因ID	55022
基因名	PID1

Swiss	Q7Z2X4
别名	PID1;HMFN2073;NYGGF4;P-CL11;PCL11

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn