

MVB12A Rabbit pAb

货号: B15118

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	24kDa/27kDa/28kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat pancreas
细胞定位	Cytoplasm,Endosome,Late endosome membrane,Nucleus,Peripheral membrane protein,centrosome,cyto skeleton,microtubule organizing center
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-273 of human MVB12 A (NP_612410.1).
序列	MDPVPGTDSAPLAGLAWSSASAPPPRGFSAISCTVEGAPASFGKSFAQKSGYFLCLSSLGSLENPQENVVADIQIVVDKSP LPLGFSPVCDPMDSKASVSKKKRMCVKLLPLGATDTAVFDVRLSGKTKTPGYLRIGDMGGFAIWCKKAKAPRPVPKPRG LSRDMQGLSLDAASQPSKGGLLERTASRLGSRASTLRRNDSIYEASSLYGISAMDGVPTLHPRFEGKSCSPLAFSAFGDL TIKSLADIEEEYNYGFVVEKTAARLPSPSVS

靶点信息

研究背景	Component of the ESCRT-I complex, a regulator of vesicular trafficking process. Required for the sorting o f endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies. May be involved in the ligand-mediated intern alization and down-regulation of EGF receptor.
------	--

基因ID	93343
基因名	MVB12A
Swiss	Q96EY5
别名	MVB12A;CFBP;FAM125A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn