

EXT1 Rabbit pAb

货号: B15141

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	86kDa
实测分子量	86kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,SW480,PC-3,Mouse liver,Mouse lung
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Golgi apparatus membrane,Single-pass type II membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600-700 of human EXT1 (NP_000118.2).
序列	DNSKERWGYTSKWTNDYSMVLTGAAIYHKYYHYLYSHYLPASLKNMVDQLANCEDILMNFLVSAVTKLPPIKVTQKKQYK ETMMGQTSRASRWADPDHFAQ

靶点信息

研究背景	This gene encodes an endoplasmic reticulum-resident type II transmembrane glycosyltransferase involved in the chain elongation step of heparan sulfate biosynthesis. Mutations in this gene cause the type I form of multiple exostoses.
基因ID	2131

基因名	EXT1
Swiss	Q16394
别名	EXT1;EXT;LGCR;LGS;TRPS2;TTV

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn