

POLR2L Rabbit pAb

货号: B15149

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	7kDa
实测分子量	8KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,Mouse ovary
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-67 of human POLR2L (NP_066951.1).
序列	MIIPVRCFTCGKIVGNKWEAYLGLLQAEYTEGDALDALGLKRYCCRRMLLAHVDLIEKLLNYAPLEK

靶点信息

研究背景	This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains four conserved cysteines characteristic of an atypical zinc-binding domain. Like its counterpart in yeast, this subunit may be shared by the other two DNA-directed RNA polymerases.
基因ID	5441

基因名	POLR2L
Swiss	P62875
别名	POLR2L;RBP10;RPABC5;RPB10;RPB10beta;RPB7.6;hRPB7.6

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn