

SKI Rabbit pAb

货号: B15154

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	80kDa
实测分子量	85kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse fetal muscle
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human SKI (P12755).
序列	KVVKELQEQLWPRARPEAAGSEGAAELEP

靶点信息

研究背景	This gene encodes the nuclear protooncogene protein homolog of avian sarcoma viral (v-ski) oncogene. It functions as a repressor of TGF-beta signaling, and may play a role in neural tube development and muscle differentiation.
基因ID	6497
基因名	SKI

Swiss	P12755
别名	SKI;SGS;SKV

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn