

MYSM1 Rabbit pAb

货号: B15159

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	26kDa/66kDa/95kDa
实测分子量	105kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,A-431,HepG2,HeLa,Jurkat,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700 to the C-terminus of human MYSM1 (NP_001078956.1).
序列	PLPYSQITCLVISEEISPDGSYRLPYKFEVQQMLEEPQWGLVFEKTRWIIIEKYRLSHSSVPMDKIFRRDSDLTCLQKLLCEMR KTLSKVTNCFMAEEFLTEIENLFLSNYKSNQENGVTENCTKELLM

靶点信息

研究背景	
基因ID	114803
基因名	MYSM1

Swiss	Q5VVJ2
别名	MYSM1;2A-DUB;2ADUB

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn