

TSHB Rabbit pAb

货号: B15252

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	10kDa/15kDa
实测分子量	10kDa/15kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 21-138 of human TSHB (NP_000540.2).
序列	FCIPTEYTMHIERRECA YCLTINTTICAGYCMTRDINGKLF LPKYALSQDVCTYRDFIYRTVEIPGCPLHVAPYFSYPVALSCKC GKCNTDYSDCIHEAIKTN YCTKPQKSYLVGFSV

靶点信息

研究背景	The four human glycoprotein hormones chorionic gonadotropin (CG), luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), and thyroid stimulating hormone (TSH) are dimers consisting of alpha and beta subunits that are associated noncovalently. The alpha subunits of these hormones are identical, however, their beta chains are unique and confer biological specificity. Thyroid stimulating hormone functions in the control of thyroid structure and metabolism. The protein encoded by this gene is the beta subunit of thyroid stimulating hormone. Mutations in this gene are associated with congenital central and secondary hypothyroidism and Hashimoto's thyroiditis. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
基因ID	7252
基因名	TSHB
Swiss	P01222
别名	TSHB;TSH-B;TSH-BETA

产品验证



Western blot analysis of TSHB expressed in human esophagus cancer,mouse liver using TSHB Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn