

PRDM11 Rabbit pAb

货号: B15325

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	53kDa/57kDa
实测分子量	58kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Mouse lung
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 228-477 of human PRD M11 (NP_001243625.1).
序列	DYMKRLHSMSETIHRNLARGEKRLQREKSEQVLDNPEDLRGPIHLSVLRQGKSPYKRGFDEGDVHPQAKKKKIDLIFKD VLEASLESAKVEAHQLALSTSLVIRKVPKYQDDAYSQCATTMTHGVQNIGQTQGEGDWKVPQGVSKEPGQLEDEEEEPS SFKADSPAELASDPHELPTTSFCPCNLCIRLKKKVRELQAELDMLKSGKLEPPVLPQVLELPEFSDPAGKLVWMRLLESEG RVRSGLCGG

靶点信息

研究背景	May be involved in transcription regulation.
基因ID	56981
基因名	PRDM11

Swiss	Q9NQV5
别名	PRDM11;PFM8

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn