

RFK Rabbit pAb

货号: B15329

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	17kDa
实测分子量	14kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,293T,Mouse small intestine,Mouse brain
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-155 of human RFK (N P_060809.3).
序列	MRHLPYFCRGQVVRGFGRGSKQLGIPTANFPEQVVDNLPADISTGIYYGWASVGSGDVHKMVVSIGWNPYYKNTKKSM ETHIMHTFKEDFYGEILNVAIVGYLRPEKNFDSLESLISAIQGDIEEAKKRLELPEHLKIKEDNFFQVSKSKIMNGH

靶点信息

研究背景	
基因ID	55312
基因名	RFK

Swiss	Q969G6
别名	RFK;RIFK

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn