

KLHL42 Rabbit pAb

货号: B15353

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	56kDa
实测分子量	56kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa cells, mouse brain tissue
细胞定位	Cytoplasm,cytoskeleton,spindle
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 206-505 of human KLHL 42 (NP_065833.1).
序列	PLAPHPYQGEPPSMLRYEEMTERWFLANNLPPDLVNVRGYGSAILDNYLFIVGGYRITSQEISAHNSYNPSTNEWLQVAS MNQKRSNFKLVAVNSKLYAIGGQAVSNVECYNPEQDAWNFVAPLPNPLAEFSACECKGKIYVIGGYTTDRNMNQLQYCP SSDMWTFLFETCDVHIRKQQMVSVEETIYIVGGCLHELGPNNRRSSQSEDMMLTVQSYNTVTRQWLYLKENTSKSGLNLTCAL HNDGIYIMSRDVTLSLEHRVFLKYNIFSDSWEAFRRFPAFGHLLVSSLYLPNKAET

靶点信息

研究背景	Substrate-specific adapter of a BCR (BTB-CUL3-RBX1 E3 ubiquitin-protein ligase complex required for mitotic progression and cytokinesis. The BCR(KLHL42 E3 ubiquitin ligase complex mediates the ubiquitination and subsequent degradation of KATNA1. Involved in microtubule dynamics throughout mitosis.
基因ID	57542

基因名	KLHL42
Swiss	Q9P2K6
别名	KLHL42;Ctb9;KLHDC5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn