

HNRPLL Rabbit pAb

货号: B15355

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	30kDa/31kDa/56kDa/59kDa/60kDa
实测分子量	60kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,DU145,HepG2,293T,Mouse liver
细胞定位	nucleus,synapse
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-350 of human HNR PLL (NP_612403.2).
序列	IRNDNDSWDYTKPYLGRRDRGKGRQRQAILGEHPSSFRHDGYGSHGPLLPLPSRYRMGSRDTPELVAYPLPQASSSYMHHGGNPSGSSVVMVSGLHQLKMNCSS

靶点信息

研究背景	
基因ID	92906
基因名	HNRNPLL

Swiss	Q8WVV9
别名	HNRNPPLL;HNRPLL;SRRF

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn