

# Phospho-IRS1-S636 Rabbit pAb

货号: B15366

产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse                                                                                            |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  |                                                                                                        |
| 应用    | WB                                                                                                     |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:1000 - 1:3000                                                                             |
| 理论分子量 | 131kDa                                                                                                 |
| 实测分子量 | 170kDa                                                                                                 |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  | 3T3                                                                                                    |
| 细胞定位  | caveola,cytoplasm,cytosol,nucleoplasm,nucleus,plasma membrane                                          |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

抗原信息


|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S636 of human IRS1 |
| 序列   |                                                                                     |

靶点信息

|       |                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景  | This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance. |
| 基因ID  | 3667                                                                                                                                                                                           |
| 基因名   | IRS1                                                                                                                                                                                           |
| Swiss | P35568                                                                                                                                                                                         |

|    |             |
|----|-------------|
| 别名 | HIRS-1;IRS1 |
|----|-------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)