

OsRGB1 Rabbit pAb

货号: B15392

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	42kDa
实测分子量	42kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	stems,spikes
细胞定位	cytoplasm,endoplasmic reticulum,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsRGB1
序列	

靶点信息

研究背景	Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling systems. The beta and gamma chains are required for the GTPase activity, for replacement of GDP by GTP, and for G protein-effector interaction.
基因ID	4333680
基因名	

Swiss	Q40687
别名	OsRGB1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn