

ZNF688 Rabbit pAb

货号: B15395

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	28kDa/30kDa
实测分子量	31kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-180 of human ZNF688 (NP_660314.1).
序列	QESEAWSPAAQDPEKGERLGGARRGDVPNRKEEEPEEVPRAKGPRKAPVKESPEVLVERNPDPAISVAPARAQPPKNAAWDPTTGAQPPAPIPSMDAQAGQ

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	146542
基因名	ZNF688

Swiss	P0C7X2
别名	ZNF688

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn