

DPEP2 Rabbit pAb

货号: B15402

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	43kDa/53kDa
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse spleen,Rat spleen
细胞定位	GPI-anchor,Lipid-anchor,Membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-463 of human DPEP 2 (NP_071750.1).
序列	VEKVQEENKWQSPLEDKFPDEQLSSSCHSDLSRLRQRQSLTSGQELTEIPIHWTAKLPAKWSVS

靶点信息

研究背景	
基因ID	64174
基因名	DPEP2
Swiss	Q9H4A9

别名	DPEP2;MBD2
----	------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn