

PLEKHB2 Rabbit pAb

货号: B15406

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	19kDa/20kDa/24kDa/25kDa/34kDa
实测分子量	15kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,A-549,BxPC-3,A-431
细胞定位	Peripheral membrane protein,Recycling endosome membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-222 of human PLEKHB 2 (NP_001094093.1).
序列	MAFVKSGWLLRQSTILKRWKNWFDLWSDGHLIYYDDQTRQNIEDKVHMPMDCINIRTGQECRDTQPPDGKSKDCMLQIVCRDGKTIISLCAESTDDCLAWKFTLQDSRTNTAYVGSAMTDETSVSSPPPYTAYAAPAPEQAYGYGPYGGAYPPGTQVVYAANGQAYAVPYQYPYAGLYGQQPANQVIIRERYRDNDSDLALGMLAGAAATGMALGSLFWVF

靶点信息

研究背景	Involved in retrograde transport of recycling endosomes.
基因ID	55041
基因名	PLEKHB2

Swiss	Q96CS7
别名	PLEKHB2;EVT2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn