

C6orf10 Rabbit pAb

货号: B15416

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	61kDa
实测分子量	62kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-470 of human C6orf10 (NP_006772.3).
序列	DEELAKKSCSKIQLKCGGTARSQNSREENKEALKNDIIFTNSVESLKSAAHIKEPEREGKGTDLKDKIGMEVKVDS DAGIPK RQETQLKISEMSIPQGGAQIKKSVSDVPRGQESQVKKSESGVPGQEAQVTKSGLVVLKGQEAQVEKSEM GVP RRQES QVKKSQSGVSKGQEAQVKKRESVVLKGQEAQVEKSELKVPKGQEGQVEKTEADVPKEQEVQEKSEAGVLKG PESQVK NTEVSPETLE

靶点信息

研究背景	Located in nucleus.
基因ID	10665
基因名	C6orf10

Swiss	Q5SRN2
别名	C6orf10;TSBP

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn