

HHAT Rabbit pAb

货号: B15431

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	9kDa/41kDa/49kDa/52kDa/56kDa/57kDa/60kDa
实测分子量	63kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A375,K-562,Mouse brain,Rat spleen
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HHAT (NP_060664.2).
序列	MLPRWELALYLLASLGFHFYSFYEVYKVSREHEEELDQFELETDTLFGGLKKDATDFEWSFWMWGWGKQWLWLLLGH MVVSQMATLLARKHRPWILMLY

靶点信息

研究背景	
基因ID	55733
基因名	HHAT

Swiss	Q5VTY9
别名	HHAT;MART2;SKI1;Skn

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn