

IL31 Rabbit pAb

货号: B15445

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	18kDa
实测分子量	18kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HT-29,Mouse spleen,Mouse kidney,Mouse thymus,Rat testis
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-164 of human IL31 (NP_001014358.1).
序列	SHTLPVRLRLRPSTDDVQKIVEELQSLSKMLLKDVVEEEKGVLVSQNYTLPCLSPDAQPPNNIHSPAIRAYLKTI RQLDNKSVIDEI IEHLDKLIFQDAPETNISVPTDTHECKRFILTISQQFSECMDLALKSLTSGAQQATT

靶点信息

研究背景	
基因ID	386653
基因名	IL31

Swiss	Q6EBC2
别名	IL31;IL-31

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn