

BATF3 Rabbit pAb

货号: **B15451**

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100
理论分子量	14kDa
实测分子量	14kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat spleen
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-127 of human BATF3 (NP_061134.1).
序列	MSQGLPAAGSVLQRSVAAPGNQPQPQPQQSPEDDDRKVRREKNRVAAQRSRKKQTQKADKLHEEYESLEQENTML RREIGKLTEELKHLTEALKEHEKMCPLLLCPMNFVPVPPRPDPVAGCLPR

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the basic leucine zipper protein family. The encoded protein functions as a transcriptional repressor when heterodimerizing with JUN. The protein may play a role in repression of i nterleukin-2 and matrix metalloproteinase-1 transcription.
基因ID	55509

基因名	BATF3
Swiss	Q9NR55
别名	BATF3;JDP1;JUNDM1;SNFT

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn