

LYPD3 Rabbit pAb

货号: B15455

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,MCF7,HT-29
细胞定位	Cell membrane,GPI-anchor,Lipid-anchor
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 31-326 of human LYPD3 (NP_055215.2).
序列	LECYSCVQKADDGCSPNKMKTVKAPGVDVCTEAVGAVETIHGQFSLAVRGCGSGLPGKNDRGLDLHGLLAFIQLQQCA QDRCNAKLNLTSRALDPAGNESAYPPNGVECYSCVGLSREACQGTSPPVVSCYNASDHVYKGCDFGNVTLTAANVTVSL PVRGCVQDEFCTRDGVTGPGFTLSGSCCQGSRCNSDLRNKTYFSPRIPLVRLPPPEPTTVASTTSVTTSTSAPVRPTSTT KMPAPTSQTPRQGVHEASRDEEPRLTGGAAGHQDRSNSGQYPAKGGPQQPHNKGC

靶点信息

研究背景	Supports cell migration. May be involved in urothelial cell-matrix interactions. May be involved in tumor p rogression.
基因ID	27076

基因名	LYPD3
Swiss	O95274
别名	LYPD3;C4.4A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn