

SH2D3A Rabbit pAb

货号: B15460

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	52kDa/63kDa
实测分子量	63kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,HeLa
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human SH2D3 A (NP_005481.2).
序列	MQVPQDGEDLAGQPWYHGLLSRQAEALLQQNGDFLVRASGSRGGNPVISCRWRGSAHFVFRVALRPRPGRPTALF QLEDEQFPSIPALVHSYMTGRRPLSQATGAVVSRPVTWQGPLRRSFSEDTLMDGPARIEPLRARKWSNSQPADLAHMGR SREDPAGMEASTMPISALPRTSSDPVLLKAPAPLGTVADSLRASDGQLQAKAPT KPPRTPSFELPDASERPPTYCELVPRVP SVQGTSPSQSCPEPEAPWWEAEDEEEENRCFTRPQAEISFCPHDAPSCLLGPQNRPLEPQ

靶点信息

研究背景	May play a role in JNK activation.
基因ID	10045
基因名	SH2D3A

Swiss	Q9BRG2
别名	SH2D3A;NSP1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn