

CNTN3 Rabbit pAb

货号: B15467

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	112kDa
实测分子量	113kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,GPI-anchor,Lipid-anchor
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-110 of human CNTN 3 (NP_065923.1).
序列	ELLLQGPVFIKEPSNSIFPVGSEDKITLHCEARGNPSPHYRWQLNGSDIDMSMEHRYKLNGGNLVVINPNRNWDTGTYQCFATNSLGTIV

靶点信息

研究背景	Contactins mediate cell surface interactions during nervous system development. Has some neurite outgrowth-promoting activity (By similarity).
基因ID	5067
基因名	CNTN3

Swiss	Q9P232
别名	CNTN3;BIG-1;PANG;PCS

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn