

ZNF296 Rabbit pAb

货号: B15470

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	50kDa
实测分子量	56kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,Jurkat,293T,Mouse kidney,Mouse testis
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ZNF296 (NP_660331.1).
序列	MSRRKAGSAPRRVEPAPAANPDDEMEMQDLVIELKPEPDAQPQQAPRLGPFSPKEVSSAGRFGGEPHHSPGMPAGAAL LALGPRNPWTLWTPNYPDRQPWTDKHPDLLTCGRCLQTFPLEAITAFMDHKKLGCQLFRGPSRGQGSEREELKALSC LRCGKQFTVAWKLLRHAQWDHGLSIYQTESEAPEAPLLGLA

靶点信息

研究背景	May be a transcriptional corepressor with KLF4.
基因ID	162979
基因名	ZNF296

Swiss	Q8WUU4
别名	ZNF296;ZFP296;ZNF342

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn