

ZSCAN20 Rabbit pAb

货号: B15493

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	49kDa/109kDa/117kDa
实测分子量	117kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,U-87MG,Mouse thymus,Mouse brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ZSCAN 20 (NP_660281.2).
序列	MAMALELQAQASPQPEPEELLIVKLEEDSWGSESKLWEKDRGSVSGPEASRQRFRQFYRDAAGPHEAFSQLWALCCR WLRPEIRLKEQILELLVLEQFLTILPREVQTVVQARHPESGEEAVALVEDWHRETRTAGQSGLELHTEETRPLKTGEEAQSF QLQPVDPWPEGQSQKKGVKNTCPDLPNHLNAEVAPQLKE

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	7579
基因名	ZSCAN20

Swiss	P17040
别名	ZSCAN20;KOX29;ZFP-31;ZNF31;ZNF360

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn