

COMTD1 Rabbit pAb

货号: B15497

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	28kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,NCI-H460,Mouse lung,Rat pancreas
细胞定位	Membrane,Single-pass type II membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 33-262 of human COMT D1 (NP_653190.2).
序列	RRCPPWRGRREQCLLPEDSRLWQYLLSRSMREHPALRSLRLLTLEQPQGDSMMTCEQAQLLANLARLIQAKKALDLGTF TGYSALALALALPADGRVVTCEVDAQPPELGRPLWRQAEAEHKIDLRLLKPALETDELLAAGEAGTFDVAVVDADKENC SAYYERCLQLLRPGGILAVLRVLWRGKVLQPPKGDVAAECVRNLNERIRRDVRVYISLLPLGDGLTLAFKI

靶点信息

研究背景	Putative O-methyltransferase.
基因ID	118881
基因名	COMTD1

Swiss	Q86VU5
别名	COMTD1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn