

KIRREL Rabbit pAb

货号: B15498

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	72kDa/83kDa/85kDa
实测分子量	83kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney,Mouse lung
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 17-200 of human KIRREL (NP_060710.3).
序列	QGTQTRFSQEPADQTVVAGQRAVLPCVLLNYSGIVQWTKDGLALGMGQGLKAWPRYRVVGSADAGQYNLEITDAELSD DASYECQATEAALRSRRAKLTVLIPPEDTRIDGGPVILLQAGTPHNLTCTAFNAKPAATIIWFRDGTQQEGAVASTELLKDG KRETTVSQLLINPTDLDIGRVFTC

靶点信息

研究背景	
基因ID	55243
基因名	KIRREL

Swiss	Q96J84
别名	KIRREL;NEPH1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn