

ZNF581 Rabbit pAb

货号: B15548

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	22kDa
实测分子量	22-24kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,Mouse skeletal muscle,Mouse kidney
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-90 of human ZNF581 (NP_057619.1).
序列	MLVLPSPCPQPLAFSSVETMEGPPRRTCRSPEPGPSSSIGSPQASSPPRPNHYLLIDTQGVPTYTVLVDEESQREPGASGAP GQKKCYSCP

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	51545
基因名	ZNF581

Swiss	Q9P0T4
别名	ZNF581;HSPC189

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn