

PARP10 Rabbit pAb

货号: B15576

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	109kDa
实测分子量	110kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,293T,HT-29,MCF7,HeLa
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PARP10 (NP_116178.2).
序列	MVAMAEAEAGVAVEVRGLPPAVPDELLTYFENRRRSGGGPVLSWQRLGCGGVLTFRPADAERVLAQADHELHGAQLS LRPAPPRAPARLLLQGLPPGTTTPQRLEQHVQALLRASGLPVQPCCALASPRPDRAVLQPKPLSEADVRLVEEQAQNLGLE GTLVSLARVPQARAVRVVGDGASVDLLLELYLENERRSGGGPLEDLQRLPGPLGTVASFQQWQVAERVLQQEHRLQGS ELSLVPHYDILEPEELAENTSGGDHPSTQGPRATKHALLRTGGLVTALQGAGTVTMGSCEE

靶点信息

研究背景	
基因ID	84875
基因名	PARP10

Swiss	Q53GL7
别名	PARP10;ARTD10

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn