

NRAP Rabbit pAb

货号: B15577

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	192kDa/193kDa/197kDa
实测分子量	197kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y
细胞定位	Z disc
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human NRAP (NP_001248392.1).
序列	MNVQPCSRCGYGVYPAEKISCIDQIWHKACFHCEVCKMMLSVNNFVSHQKKPYCHAHNPKNNTFTSVYHTPLNLNVRTFP EASIGIHDQEDGEQCKSVFHWDMKSKDKEGAPNRQPLANERAYWTGYGEGNAWCPCGALPDPEIVRMVEARKSLGEEYT EDYEQPRGKGSFPAMITPAYQRAKKANQLASQVEYKRGHDERISRFSSTVVDTPELLRSKAGACLQSDVRYTEDYEQQRG KGSFPAMITPAYQIAKRANELASDVRYHQYQKEMRGMAGPAIGAEGILTRECADQYGQGYPE

靶点信息

研究背景	May be involved in anchoring the terminal actin filaments in the myofibril to the membrane and in transmitting tension from the myofibrils to the extracellular matrix.
基因ID	4892

基因名	NRAP
Swiss	Q86VF7
别名	NRAP;N-RAP

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn