

ADGRD1 Rabbit pAb

货号: B15582

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	43kDa/61kDa/96kDa/99kDa
实测分子量	105kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,LO2,293T,Mouse kidney,Mouse liver,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 805-874 of human ADG RD1 (NP_942122.2).
序列	FHCLLNSEVRAAFKHKTKVWSLTSSSARTSNAKPFHSDLMNGTRPGMASTKLSPWDKSSSHSAHRVDLSAV

靶点信息

研究背景	
基因ID	283383
基因名	ADGRD1
Swiss	Q6QNK2

别名	ADGRD1;GPR133;PGR25
----	---------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn