

MANEA Rabbit pAb

货号: B15623

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	53kDa
实测分子量	54kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,U-87MG
细胞定位	Golgi apparatus membrane,Single-pass type II membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-100 of human MANE A (NP_078917.2).
序列	RPNTATFGAPFGLDLLPELHQRTIHLGKNFDFQKSDRINSETNTKNLKSVEITMKPSKASELNLDLPPLN

靶点信息

研究背景	
基因ID	79694
基因名	MANEA
Swiss	Q5SRI9

别名	MANEA;ENDO;hEndo
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn