

MPP6 Rabbit pAb

货号: B15632

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000
理论分子量	61kDa
实测分子量	61kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,SW480,K-562,Mouse brain,Mouse liver,Rat brain
细胞定位	Membrane,Peripheral membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-420 of human MPP6 (NP_057531.2).
序列	VKCHFDYNPYNDNLIPCKEAGLKFSKGEILQIVNREDPNWWQASHVKEGGSAGLIPSQFLEEKRKAFVRRDWDNSGPFCTISSKKKKKMMYLTTRNAEFDRHEIQIYEEVAKMPPFQRKTLVLIGAQGVGRRSLKNRFIVLNPTRFGTTVPFTSRKPREDEKDGQAYKFVSRSEMEADIKAGKYLEHGEYEGNLYGTKID

靶点信息

研究背景	
基因ID	51678
基因名	MPP6

Swiss	Q9NZW5
别名	MPP6;PALS2;VAM-1;VAM1;p55T

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn