

PPP1R13L Rabbit pAb

货号: B15637

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	89kDa
实测分子量	105kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,SW480,U-87MG
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 589-828 of human PPP1R13L (NP_006654.2).
序列	PPPAPSQSSPPEQPQSMEMRSVLRKAGSPRKARRARLNPLVLLLDAAALTGELEVQQAVKEMNDPSQPNEEGITALHNAIC GANYSIVDFLITAGANVNSPDShGWTPLHCAASCNDTVICMALVQHGAaIFATTLSdGATAFEKCDPYREGYADCATYLA DVEQSMGLMNSGAVYALWDYSAEFGDELSFREGESVTVLRrdGPEETDWWWAALHGQEGYVPRNYFGLFPRVKPQRS KV

靶点信息

研究背景	
基因ID	10848
基因名	PPP1R13L

Swiss	Q8WUF5
别名	PPP1R13L;IASPP;NKIP1;RAI;RAI4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn