

MZT2B Rabbit pAb

货号: B15679

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	16kDa
实测分子量	16kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Jurkat,HeLa,MCF7,293T
细胞定位	Cytoplasm,centrosome,cytoskeleton,microtubule organizing center,spindle
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-158 of human MZT2B (NP_079305.2).
序列	MAAQGVGPGPGSAAPPGLEAARQKLALRRKKVLSTEEMELYELAQAAGGAIDPDVFKILVDLLKLNVAFLAVFQMLKSMCAGQRLASEPQDPAAVSLPTSSVPETRGRNKGSAALGGALALAERSSSREGSSQRMPRQPSATRLPKGGGPGKSPTRGST

靶点信息

研究背景	Located in cytosol; microtubule cytoskeleton; and nucleoplasm. Part of gamma-tubulin large complex.
基因ID	80097
基因名	MZT2B

Swiss	Q6NZ67
别名	MZT2B;FAM128B;MOZART2B

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn