

# RRAGD Rabbit pAb

货号: B15680

产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                        |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  |                                                                                                        |
| 应用    | WB IHC                                                                                                 |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:1000 - 1:4000<br><b>IHC:</b> 1:50 - 1:200                                                 |
| 理论分子量 | 28kDa/45kDa                                                                                            |
| 实测分子量 | 46kDa                                                                                                  |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  | SH-SY5Y,NCI-H460,SW480,HL-60,22Rv1,Mouse heart,Mouse skeletal muscle                                   |
| 细胞定位  | Cytoplasm,Lysosome,Nucleus                                                                             |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 181-400 of human RRA GD (NP_067067.1).                                                                                                                  |
| 序列   | VDGLSDDHKIETQRDIHQRANDDLADAGLEKIHLSFYLTSIYDHSIFEAFSKVVQKLIPQLPTLENLLNIFISNSGIEKAFLFDV<br>VSKIYIATDSTPVDMQTYELCCDMIDVVIDISCIYGLKEDGAGTPYDKESTAIIKLNNTTVLYLKEVTKFLALVCFVREESFERK<br>GLIDYNFHCFRKAIHEVFVVRMKVVKSRKVQNRQLQKKKRATPNGTPRVLL |

靶点信息

|      |       |
|------|-------|
| 研究背景 |       |
| 基因ID | 58528 |
| 基因名  | RRAGD |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Swiss | Q9NQL2                |
| 别名    | RRAGD;RAGD;bA11D8.2.1 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)