

UQCRQ Rabbit pAb

货号: B15722

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	9kDa
实测分子量	12KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW620,Mouse heart
细胞定位	Mitochondrion inner membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-82 of human UQCRQ (NP_055217.2).
序列	MGREFGNLTRMRHVISYSLSPFEQRAYPHVFTKGIPNVLRRIRESFFRVVPQFVVFYLIYTWGTEEFERSKRKNPAAYENDK

靶点信息

研究背景	This gene encodes a ubiquinone-binding protein of low molecular mass. This protein is a small core-associated protein and a subunit of ubiquinol-cytochrome c reductase complex III, which is part of the mitochondrial respiratory chain.
基因ID	27089
基因名	UQCRQ

Swiss	O14949
别名	UQCRQ;MC3DN4;QCR8;QP-C;QPC;UQCR7

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn