

RBM15B Rabbit pAb

货号: B15723

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	63kDa/97kDa
实测分子量	97kDa/107kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,SH-SY5Y,HepG2,BT-474,Mouse pancreas,Mouse lung
细胞定位	Nucleus,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 540-720 of human RBM 15B (NP_037418.3).
序列	DRDRTFLEGDWTSPPSKSSDRRNSLEGYSRSVRSRSGERWGADGDRGLPKPWEERRKRRSLSSDRGRTHSPYEERSRT KGSGQQSERGSDRTPERSRKENHSSEGTKESSNSLSNSRHGAEEERGHHEAADSSHGKKARDSERNHRTTEAE PKPLEEPKHETKKLKNLSEYAQTLQL

靶点信息

研究背景	
基因ID	29890
基因名	RBM15B

Swiss	Q8NDT2
别名	RBM15B;HUMAGCGB;OTT3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn