

UTP11L Rabbit pAb

货号: B15736

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Mouse stomach,Rat spleen
细胞定位	cytoplasm,extracellular space,nucleolus,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-240 of human UTP11L (NP_057121.2).
序列	VAEAKKIERLKSELHLLDFQGKQKNKHVFFDTKKEVEQFDVATHLQTAPELVDRVFNRPRIETLQKEKVKGVTNQTGLKRI AKERQKQYNCLTQRIEREKKLFVIAQKIQTRKDLMDKTQKVKVKKETVN

靶点信息

研究背景	Involved in nucleolar processing of pre-18S ribosomal RNA.
基因ID	51118
基因名	UTP11

Swiss	Q9Y3A2
别名	CGI-94;CGI94;UTP11L

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn