

TIMM10B Rabbit pAb

货号: B15973

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100
理论分子量	11kDa
实测分子量	24kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,BT-474,HT-1080
细胞定位	Mitochondrion inner membrane,Peripheral membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-103 of human TIMM10 B (NP_036324.1).
序列	MERQQQQQQQLRNLRDFLVYNRMTELCFQRCVPSLHHRALDAEEEEACLHSCAGKLIHSNHRDMAAYVQLMPALVQRRRIADYEAASAVPGVAAEQPGVSPSGS

靶点信息

研究背景	
基因ID	26515
基因名	TIMM10B

Swiss	Q9Y5J6
别名	TIMM10B;FXC1;TIM10B;Tim9b

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn