

ITPK1 Rabbit pAb

货号: B16038

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa/45kDa
实测分子量	39kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HepG2,Mouse testis,Mouse brain,Mouse intestine,Rat brain
细胞定位	apical plasma membrane,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 185-414 of human ITPK 1 (NP_055031.2).
序列	CVVQNFINHAVLYKVFVVGESYTVVQRPSLKNFSAGTSDRESIFFNSHNVSKPESSSVLTELDKIEGVFERPSDEVIRELSR ALRQALGVSLFGIDIIINNQTGQHAVIDINAFPGYEGVSEFFDLLNHIATVLQGQSTAMAATGDVALLRHSKLLAEPAGGLV GERTCSASPGCCGSMMGQDAPWKAADAGGTAKLPHQRLGCNAGVSPSFQQHCVASLATKASSQ

靶点信息

研究背景	
基因ID	3705
基因名	ITPK1

Swiss	Q13572
别名	ITPK1;ITRPK1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn